



Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Saúde
Gerência de Apoio Diagnóstico

DESPACHO Nº 342/2024

Ao cumprimentá-lo cordialmente, a Gerência de Apoio Diagnóstico da Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial da Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde faz uso deste expediente para encaminhar resposta ao despacho nº 409/2024 - após análise e avaliações técnicas, segue Parecer Técnico do **Pregão Eletrônico 90015/2024** das propostas apresentadas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
01	Adesivo pós coleta laboratorial , uso adulto, absorvente, retangular ou redondo, hipoalergênico, para proporcionar cicatrização mais rápida. Apresentação: Caixa com 500 unidades. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa SHL-SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, marca: STOPPER, atende ao solicitado.
02	Câmara de Neubauer , em vidro óptico, espelhada, superfície dividida em 02 (dois) retículos, com 05 (cinco) quadrantes cada. Para contagem de células e outros elementos dos fluidos orgânicos. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa EVEN COMERCIAL LTDA marca: IONGLASS – código O.G-200 - atende ao solicitado.
03	Escova para vidraria , tamanho pequeno, com cerdas plásticas ou em crina animal 100%, com cabo de arame retorcido, haste moldada em aço inoxidável. Dimensões aproximadas das cerdas de 13mm x 80mm e cabo 200 mm. A ser utilizada na lavagem de frascos, provetas, balões e vidrarias em geral. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa SHL-SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, marca: JPROLAB atende ao solicitado.
04	Lamínula de Cristal para Câmara de Neubauer , retangular, dimensões de 20x26x0,35mm até 20x26x0,40 milímetros. Apresentação: Caixa com mínimo 10 e máximo 50 unidades. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa SHL-SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, marca: GLOBAL- código BSN022A- atende ao solicitado.
05	Papel filtro qualitativo uso laboratorial , para filtragem e separação, diâmetro de 9 cm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa ACL -ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca: JPROLAB-código3002-7 atende ao solicitado.
06	Papel filtro qualitativo uso laboratorial , para filtragem e separação, diâmetro de 15 cm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa QUALY COMERCIAL LTDA marca: MODERNA- código P80150- atende ao solicitado.
08	Ponteira para micropipeta , em polipropileno, encaixe tipo Gilson, sem filtro, para uso em micropipeta manual, volume de 0-200 µl, base com ajuste perfeito e vedação total. Apresentação: Pacote com 100 a 1.000 unidades. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, marca: FIRSTLAB atende ao solicitado.
09	Termômetro máxima e mínima digital. Medição de temperatura interna e externa. Temperatura Interna: Faixas de medições: - 20°C à + 70 °C; Resolução: ± 0,1 °C; Precisão: ± 1,0 °C. Temperatura Externa: Faixas de medições: -50 °C à +70 °C; Resolução: ± 0,1 °C; Precisão: ±1,0 °C; Alimentação: 01 pilha de	– O produto proposto pela empresa QUALY COMERCIAL LTDA marca: QUALIVIDROS atende ao solicitado.

	1,5 V, tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: mínimo de 2 metros e máximo de 3 metros. Garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	
10	Teste Beta HCG qualitativo. Teste rápido por imunocromatografia, método manual, conjunto completo, para uso em amostras humanas de urina ou soro. Número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Sensibilidade 25 mUI/ml. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa SHL-SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA marca: HIGHTOP/CEPALAB atende ao solicitado
11	Cuba de vidro, para coloração de lâminas de microscopia. Cuba completa, com berço e tampa em vidro e alça em aço inox. Capacidade para 08 lâminas de microscopia com tamanho 26x76mm. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa EVEN COMERCIAL LTDA marca: GENE, não atende ao solicitado. Justificativa: o produto ofertado conforme descritivo enviado, apresenta capacidade para 30 lâminas , em desacordo com o solicitado. – O produto proposto pela empresa QUALY COMERCIAL LTDA marca: QUALIVIDROS atende ao solicitado.
12	Suporte plástico para secar lâminas de microscopia na posição vertical, confeccionado em plástico resistente a solventes, capacidade mínima de 30 e máxima 60 lâminas. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa QUALY COMERCIAL LTDA marca: CRAL atende ao solicitado.
13	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Ampla Participação	– O produto proposto pela empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA marca: BIOCON atende ao solicitado
14	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS – Cota Reservada	– O produto proposto pela empresa NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, marca: NEOLAB/NEOVACCUMI atende ao solicitado.
15	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 4 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Ampla Participação	– O produto proposto pela empresa DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA marca: BIOCON atende ao solicitado
16	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 4 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo , para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS – Cota Reservada	– O produto proposto pela empresa BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA marca: GREINER-código 454071- atende ao solicitado.
17	Tubo micro EDTA K2 , 0,5 ml, com demarcação de limite, em plástico, para micro coleta de sangue, uso	– O produto proposto pela empresa SHL- SAÚDE HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA marca: GT atende ao solicitado.

	pediátrico. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	
18	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75mm, com tampa plástica azul protetora, aspiração 2 a 3,5 mL, contendo citrato de sódio. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	– O produto proposto pela empresa SHL- SAÚDE HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA marca:LABOR IMPORT atende ao solicitado.

Foram solicitadas amostras para as empresas licitantes vencedoras para os seguintes itens: Item10 (**Teste Beta HCG qualitativo**), Item 13 (Tubo para coleta de sangue a vácuo, **contendo K3EDTA-AMPLA** Participação), Item 14 (Tubo para coleta de sangue a vácuo, **contendo K3EDTA- ME/EPP/EQUIPARADAS**) e Item 15 (Tubo para coleta de sangue a vácuo, **contendo gel separador e acelerador de coágulo/AMPLA** Participação), as amostras foram enviadas para algumas unidades de saúde para avaliação técnica.

Após conclusão e parecer técnico emitido pelas unidades de saúde, a Gerência de Apoio Diagnóstico aprova os produtos ofertados. O item 07 (Pavio para lâmparina em algodão) **restou fracassado**.

Os demais itens foram avaliados por catálogos e informações técnicas inseridas nas propostas.

Resaltamos que os documentos relativos à qualificação técnica foram analisados, estando de acordo com os requisitos solicitados.

Esclarecemos que o nosso parecer se restringe aos aspectos e critérios técnicos inseridos no Termo de Referência, em conformidade com os catálogos e análises técnicas dos produtos.

Retornem-se os autos à Comissão Especial de Licitação para atos subsequentes.

Goiânia, 25 de julho de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Costa, Gerente de Apoio Diagnóstico**, em 25/07/2024, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4718968** e o código CRC **CD16AD6B**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.29.000038013-3

SEI Nº 4718968v1

Item 01

Empresa SHL

GC LAB BLOOD curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BEGE, embalagem com 500 unidades

GC LAB BLOOD KIDS curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BRANCA COM ESTAMPAS INFANTIS.,

MAGAZINE MÉDICA KIDS curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BRANCA COM ESTAMPAS INFANTIS

MEDIX KIDS curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BRANCA COM ESTAMPAS INFANTIS

STOPPER curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BEGE, embalagem com 100 unidades

STOPPER SLIM curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BRANCA, embalagem com 500 unidades

STOPPER SPECIAL curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, escleroterapia e procedimentos estéticos, cor BEGE, embalagem com 560 unidades

BLOODESK SLIM curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BEGE, embalagem com 500 unidades

FIRSTLAB SLIM KIDS curativo pós coleta de sangue e/ou injeções, cor BRANCA COM ESTAMPAS INFANTIS, embalagem com 500 unidades

« 1 2 3 »

10 25 50

Exportar para Excel Exportar para PDF Voltar

CONSUMÍVEIS

Câmaras de Contagem

Câmara de Neubauer

As Câmaras de Neubauer são utilizadas para determinar a quantidade de células e outras partículas em suspensão de diferentes tipos de amostras, como sangue e urina.

cód. OG-100

Câmara de Neubauer
melhorada

cód. OG-200

Câmara de Neubauer
melhorada e espelhada




Modelo: OG-100

Fabricação: Vidro óptico especial

Divisões: Gravadas no revestimento

Quadriculado: 0,0025mm²

Profundidade: 0,1mm




Modelo: OG-200

Fabricação: Vidro óptico especial

Divisões: Revestidas com ródio

Quadriculado: 0,0025mm²


Profundidade: 0,1mm



Câmara de Fuchs Rosenthal

cód. OG-500

É frequentemente usada para contagem de células no líquido e análises em sangue para contagem de leucócitos.




Modelo: OG-500

Fabricação: Vidro óptico especial

Divisões: Gravadas no revestimento

Quadriculado: 0,0625mm²

Profundidade: 0,2mm



Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Catálogo dos item 04 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

4 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: "SHL SAUDE HOSP. E LAB." <licitacao@shl.net.br>

9 de julho de 2024 às 14:49

Boa tarde Diego,

Com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E. nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3 desta secretaria ,solicitamos o envio do catálogo do produto abaixo relacionado para emissão de parecer técnico,

Item 04 -Lamínula de Cristal para Câmara de Neubauer, retangular, dimensões de 20x26x0,35mm até 20x26x0,40 milímetros. Apresentação: Caixa com mínimo 10 e máximo 50 unidades. **Marca: GLOBAL**

***Favor confirmar o recebimento desse e-mail.**

Atenciosamente,

Zilda Sena
Atenciosamente,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

SHL SAUDE HOSP. E LAB. <licitacao@shl.net.br>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 16:15

Boa tarde, Prezados

Segue anexo o Catalogo do item solicitado

Atc,

Pollyana Dias

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DEPTO LICITAÇÕES / CONTRATOS**(31) 98274.5187**

 **CATALOGO ITEM 4.pdf**
828K

SHL SAUDE HOSP. E LAB. <licitacao@shl.net.br>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 16:42

Boa tarde Zilda,

Segue anexo o catalogo do item 17

Atc,

Pollyana Dias

Em 2024-07-09 14:49, Gerência de Apoio Diagnostico Dad escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CATALOGO ITEM 17.pdf

511K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: "SHL SAUDE HOSP. E LAB." <licitacao@shl.net.br>

9 de julho de 2024 às 17:32

Recebido, obrigada pela atenção.

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]



LINHA - GLASS

LAMÍNULAS

Fabricadas em vidro transparente de alta qualidade, sem qualquer defeito ou falha. A cobertura de vidro é limpa, livre de poeira e as lamínulas estão apropriadas para uso, imediatamente após abertura da embalagem. São embaladas em caixas plásticas que contêm sachê de sílica para retenção de umidade. As embalagens plásticas são acondicionadas em caixas de papel seladas á vácuo em folhas de alumínio, para maior segurança e confiabilidade.



Modelo	Dimensões (mm)	Espessura (mm)
7113	18x18 - quadrada	0,13 - 0,17
7114	20x20 - quadrada	0,13 - 0,17
7115	22x22 - quadrada	0,13 - 0,17
7116	24x24 - quadrada	0,13 - 0,17
7117	24x32 - retangular	0,13 - 0,17
7118	24x40 - retangular	0,13 - 0,17
7119	24x50 - retangular	0,13 - 0,17
7120	24x60 - retangular	0,13 - 0,17




*BSN022A	20x26 - Lamínula para câmara Neubauer	0,4
*BSN023A	20x26 - Lamínula para câmara Neubauer Fabricada em vidro boro 3.3	0,35
*BSN024A	30x30 - Lamínula para câmara Nageotte Fabricada em vidro boro 3.3	0,35

*Consultar apresentação disponível

Papéis e Filtração

Papel Para Citocentrífuga

- Caixa com 200 unidades.



CÓD.

J3222-9

ESPECIFICAÇÃO

2 FUROS

FORMATO

25x75 mm
0,00064g

PARA CORTES ESPECIAIS, CONSULTE-NOS


Papel Qualitativo 80 g/m²



CÓD.	DIÂMETRO	CÓD.	DIÂMETRO
1076-0	4,6 cm	3008-9	24,0 cm
3000-3	5,5 cm	3009-6	25,0 cm
3001-0	7,0 cm	3070-6	31,0 cm
3002-7	9,0 cm	3010-2	33,0 cm
3003-4	11,0 cm	3011-9	40,0 cm
3005-8	12,5 cm	3012-6	50,0 cm
3006-5	15,0 cm	QUADRADOS	
3023-1	17,0 cm	3013-3	40x40 cm
3007-2	18,5 cm	3014-0	50x50 cm
3023-3	21,0 cm	3015-7	60x60 cm

PARA CORTES ESPECIAIS, CONSULTE-NOS

Papel Qualitativo 250 g/m²



CÓD.	DIÂMETRO	CÓD.	DIÂMETRO
J1075-0	4,6 cm	J3024-9	24,5 cm Rotarex c/ furo de 4,5 cm
J3016-4	5,5 cm	J3025-6	25,0 cm
J3017-1	7,0 cm	J3026-3	33,0 cm
J3018-8	9,0 cm	J3027-0	40,0 cm
J3019-5	11,0 cm	J3028-7	50,0 cm
J3020-1	12,5 cm	QUADRADOS	
J3021-8	15,0 cm	J3062-1	20x20 cm
J3023-4	17,0 cm	J3029-4	40x40 cm
J3022-5	18,5 cm	J3030-0	50x50 cm
J3023-5	21,0 cm	J3031-7	60x60 cm
J3023-2	24,0 cm		

Catálogo dos itens 06,09 e 12 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

4 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: licitacao@qualycomercial.com

5 de julho de 2024 às 15:09

Boa tarde Sr Bruno Domingos,

Com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E. nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3 desta secretaria ,solicitamos o envio do catálogo dos produtos abaixo relacionados para emissão de parecer técnico,

Item 06 - Papel filtro qualitativo uso laboratorial, para filtragem e separação, diâmetro de 15 cm. Apresentação: Caixa com 100 unidades.- **Marca MODERNA;**

Item 09 - Termômetro máxima e mínima digital. Medição de temperatura interna e externa. Temperatura Interna: Faixas de medições: - 20°C à + 70 °C; Resolução: ± 0,1 °C; Precisão: ± 1,0 °C. Temperatura Externa: Faixas de medição: -50 °C à +70 °C; Resolução: ± 0,1 °C; Precisão: ±1,0 °C; Alimentação: 01 pilha de 1,5 V, tipo AAA. Comprimento do cabo do sensor: mínimo de 2 metros e máximo de 3 metros. Garantia mínima de 06 meses contra defeitos de fabricação. - **Marca QUALIVIDROS;**

Item 12 - Suporte plástico para secar lâminas de microscopia na posição vertical, confeccionado em plástico resistente a solventes, capacidade mínima de 30 e máxima 60 lâminas. - **Marca CRAL.**

***Favor confirmar o recebimento desse e-mail.**

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: licitacao@qualycomercial.com

9 de julho de 2024 às 14:41

Atenciosamente,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação Qualy Comercial <licitacao@qualycomercial.com>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

10 de julho de 2024 às 12:47

Boa tarde, segue anexo.

**Bruno Domingos**

Licitação

licitacao@qualycomercial.com



Tel: +55 (35) 3526 - 9169

Tel: +55 (35) 3526 - 9274

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos



suporte lamina 1-500x500-350x350.jpg
13K



2017073110531111_ter.dig.max.pdf
296K



2024070315394242_papel filtro qualitativo.pdf
1240K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Licitação Qualy Comercial <licitacao@qualycomercial.com>

11 de julho de 2024 às 16:58

Boa tarde Bruno,

Recebido.
Obrigada pela atenção.

Atenciosamente,

Zilda Sena
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Item 06- PAPEL FILTRO QUALITATIVO -15cm -código- P80150

Empresa:QUALY COMERCIAL LTDA

PAPEL FILTRO QUALITATIVO



Indicado para análise qualitativas de em geral. Produzido a partir de fibras vegetais, tratadas por processo semi-químico (fibras curtas), isento de asbestos, brometos, iodetos e sais de mercúrio. Perfil de gramatura uniforme com micro distribuição de fibras, permitindo uma filtração homogênea. **Contém 100 folhas.**

Opções de Gramatura : 80gr e 250gr

Material: Fibras vegetais.

Cor: Branco.

Marca: Qualividros, Aliança e Moderna.

CÓDIGO	d (cm)	cx (unid.)
FIL.P8046	4,60	10
FIL.P8055	5,50	10
FIL.P8070	7,00	10
FIL.P8090	9,00	10
FIL.P80110	11,00	10
FIL.P80125	12,50	10
FIL.P80150	15,00	10
FIL.P80170	17,00	10
FIL.P80185	18,50	10
FIL.P80210	21,00	10
FIL.P80240	24,00	10
FIL.P80250	25,00	10
FIL.P80310	31,00	10
FIL.P80330	33,00	10
FIL.P80350	35,00	10
FIL.P80400	40,00	10
FIL.P80500	50,00	10

⚠ Medidas aproximadas

PONTEIRA S/ FILTRO 1- 200 μ L - AMARELA. 1000 UN/PCT

Aplicação:

A ponteira sem filtro 1- 200 μ L tipo Gilson (Universal) serve para uso em micropipetas e manipulação de líquidos com precisão.

Características:

- Fabricada em polipropileno (PP);
- Cor amarela;
- Volume 1-200 μ L;

- Encaixe tipo: sem coroa e sem ranhura

Registro ANVISA: Não aplicável.

Apresentação: Pacote com 1000 unidades.

MODELO: FL7-200Y

MARCA: Firstlab



TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA, COM CABO EXTENSOR 3 METROS

Item 09- TERMÔMETRO MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL

Empresa:QUALY COMERCIAL LTDA



Termômetro digital de máxima e mínima próprio para medições simultâneas de temperatura interna (câmaras de refrigeração, etc.) e temperatura externa (ambientes).

Cabo extensor de 3 metros.

Código	Escala	Sub. Divisão
TER.DIG.MAX	- 50° a +70°C	0,1° C

Intimação de amostras -Item 10 do PE 90015/2024

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: "SHL SAUDE HOSP. E LAB." <licitacao@shl.net.br>

8 de julho de 2024 às 17:47

Boa tarde Diego,

Segue em anexo , intimação de amostra para o item 10 que a Empresa SHL - Saúde Hospitalar e Laboratorial Ltda, apresentou melhor proposta, licitada através do PE nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3. Solicitamos atenção ao prazo para o envio das amostras.

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Zilda Sena

Atenciosamente,
Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528



Intimação nº 03-2024-BHCG-Empresa SHL.pdf
463K

SHL SAUDE HOSP. E LAB. <licitacao@shl.net.br>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 08:20

Bom dia, Zilda! Recebido.

Estamos providenciando o envio. Pode me informar se o quantitativo, caso aceita a amostra, será abatido no empenho?

Atenciosamente, Diego Marques.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DEPTO LICITAÇÕES / CONTRATOS

(31) 98274.5187



Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: "SHL SAUDE HOSP. E LAB." <licitacao@shl.net.br>

9 de julho de 2024 às 16:32

Boa tarde Diego,

Ficamos no aguardo da amostra.
Quanto ao quantitativo dispensado, infelizmente não será abatido.
Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INTIMAÇÃO Nº 03/2024

SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA
RUA MUCURI, 191, BAIRRO FLORESTA,
CEP: 31.150 -190 CIDADE: BELO HORIZONTE- MG
TELEFONE: (31) 98274-5187

A Gerência de Apoio Diagnóstico, sediada no Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, CEP: 74.884-900 Goiânia – GO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e seguintes da Lei Federal nº8.666/93 e no processo SEI 23.29.000038013-3, INTIMA a Empresa **SHL - SAÚDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA** CNPJ Nº **41.733.464/0001-94** a apresentar, no prazo **de até 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 ÀS 17:00 horas.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	FABRICANTE/ MARCA	QUANTIDADE
10	Teste Beta HCG qualitativo. Teste rápido por imunocromatografia, método manual, conjunto completo, para uso em amostras humanas de urina ou soro. Número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Sensibilidade 25 mUI/ml. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS	HIGHTOP	25 unidades

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023


Bruno Costa
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 39/2023

Goiânia, 08 de julho 2024.

ITEM 10 – TESTE BETA HCG QUALITATIVO


**Empresa: SHL - SAÚDE HOSPITALAR LABORATORIAL
LTDA**



Controle positivo

ITEM 10 - TESTE BETA HCG QUALITATIVO
Empresa: SHL - SAÚDE HOSPITALAR LABORATORIAL LTDA

Controle negativo




CONTROLE POSITIVO



CONTROLE NEGATIVO

controle positivo



CONTROLE POSITIVO

controle negativo



CONTROLE NEGATIVO

Instruções de Uso

I. Finalidade

Teste rápido de imunocromatografia para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.

II. Usuário pretendido

hCG soro/urina é destinado à profissionais devidamente habilitados da área de saúde, em ambientes laboratoriais, hospitalares, clínicas e em pesquisas de campo.

III. Condições de armazenamento

Conservar na temperatura entre 4–30°C, em local seco, protegido da luz solar direta e lacrado.

Não congelar. Válido por 24 meses (2 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.

DATA DE FABRICAÇÃO / LOTE: vide embalagem.

IV. Princípio de funcionamento

hCG soro/urina é usado para detectar hCG em amostras de soro ou urina, de acordo com o princípio do método de fixação de duplo anticorpo. O hCG presente na amostra forma inicialmente um complexo com um anticorpo monoclonal anti-hCG- α marcado com ouro coloidal. Posteriormente, o complexo formado migra por capilaridade através da membrana. Quando o complexo alcança a linha teste (T), ele se liga ao anticorpo monoclonal anti-hCG- β , que recobre a zona de detecção. Se o resultado for positivo, aparecerá uma linha vermelha na região de teste. Se o resultado for negativo, não ocorrerá formação de linha vermelha na região de teste. Uma linha vermelha sempre aparecerá na área de controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente. hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, em uma única etapa, que identifica seletivamente o hCG na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.

V. Tipos de amostras

Soro ou urina.

VI. Condições para coleta, manuseio, preparo e preservação das amostras

Urina: Colete a urina em um recipiente limpo e seco. As amostras de urina de qualquer hora do dia podem ser usadas para realização do teste, porém, recomenda-se usar a primeira urina da manhã, pois, os níveis de concentração de hCG são mais elevados. As amostras com partículas visíveis devem ser filtradas ou centrifugadas.

Soro: Colete a amostra de sangue em um tubo à vácuo sem anticoagulantes por punção venosa. Após a coagulação do sangue, transferir cuidadosamente o soro adquirido para um novo tubo limpo e seco.

Caso o teste não seja realizado imediatamente, as amostras de soro ou urina coletadas poderão ser armazenadas no máximo por 48 horas sob refrigeração (2-8°C). Evitar ciclos múltiplos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o teste as amostras congeladas deverão ser retiradas da geladeira para que atinjam a temperatura ambiente. Não aquecer e não agitar as amostras.

VII. Apresentações

• **Formato 1:** R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - cada unidade de tira-teste é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

• **Formato 2:** R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - cada unidade de cassete é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

VIII. Descrição do Produto

Materiais necessários

- 1 tira-teste ou 1 cassete
- 1 instrução de uso

Materiais necessários, mas não fornecidos

- Recipiente para coleta de urina
- Cronômetro
- Centrífuga
- Tubo à vácuo sem anticoagulante
- Pipeta

IX. Estabilidade em uso do produto

Os ensaios comprovaram a eficácia do teste nas seguintes condições: umidade entre

20-90% e temperatura entre 10-50°C no período de 45 a 120 minutos depois de aberto. Portanto, a margem segura para a realização do teste é no máximo em 1 hora após a abertura do envelope.

X. Controle de qualidade

Controle interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle (C). A linha controle desenvolve uma coloração vermelha após a adição da amostra. Se a linha controle não aparecer, reveja a instrução de uso e repita o procedimento com um novo dispositivo de reação.

Controle externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes ou não reagentes, para verificação do procedimento e desempenho do teste.

XI. Procedimento e interpretação de resultados

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR O TESTE.

Cassete

1. Abra o envelope laminado, retire o cassete e coloque-o sob uma superfície plana.
2. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
3. Adicionar 2 gotas (aproximadamente 80~100 μ L) de urina ou soro no orifício de amostra, conforme Figura 1.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para a amostra de urina ou entre 5-7 minutos para a amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.




Figura 1

Tira-teste

1. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
2. Retire a tira-teste do envelope, mergulhe a ponta absorvente com a seta para baixo na amostra de soro ou urina, tomando o cuidado para que a mesma não ultrapasse a linha demarcada na tira (Figura 2).
3. Após 10 segundos, retire a tira-teste do recipiente contendo a urina ou o soro, e coloque sobre uma superfície plana.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para amostra de urina ou entre 5-7 minutos para amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.



Figura 2

Interpretação de resultado

Positivo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra linha na área de controle (C) (Figura 3).

Negativo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T) (Figura 3).

Inválido: nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente (Figura 3).



Figura 3

XII. Limitações do procedimento

1. hCG soro/urina é um teste qualitativo, portanto, os valores quantitativos e a taxa de elevação do hCG não serão determinados.
2. O diagnóstico da gravidez deve ser confirmado através da realização de exames específicos e laudado por um médico.
3. Na gravidez ectópica ou tubária podem ocorrer resultados falsos negativos, devido à baixa concentração de hCG.
4. Pacientes com câncer uterino, mola hidatiforme ou menopausa têm possibilidade de apresentarem um resultado falso-positivo, pois os níveis de concentração de hCG podem se elevar nessas condições.
5. Em algumas mulheres, na primeira semana de gestação os níveis de hCG se encontram em baixa concentração, podendo apresentar um resultado falso-negativo, por este fato o uso da primeira urina da manhã é mais indicado para a realização do teste.

XIII. Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes presentes nas amostras biológicas que podem comprometer o resultado do teste, foi realizado um ensaio do hCG soro/urina com amostras biológicas (soro e urina), positivas e negativas para hCG, contaminadas com diferentes substâncias. Verificou-se que as substâncias quilúria, proteinúria, hematúria e bilirrubinúria não interferem nos resultados do teste. E os hormônios representados na tabela com suas respectivas concentrações também não interferem no resultado.

Substâncias Interferentes	
Hormônios	Concentração
hLH	≤ 500 mUI/mL
hFSH	≤ 1000 mUI/mL
hTSH	≤ 1,0 mUI/mL

XIV. Características de desempenho

A. Sensibilidade analítica

Para determinar a sensibilidade analítica do produto hCG soro/urina, foram realizados ensaios de um lote do produto e amostras de soro e urina contaminadas com hCG nas concentrações de 16, 20, 24 e 25 mUI/mL. Cada ensaio foi realizado com 20 repetições de cada amostra.

Todas as amostras iguais a concentração de 25 mUI/mL apresentaram resultados positivos. Assim, a sensibilidade analítica para o teste é de 25 mUI/mL.

B. Exatidão da medição (sensibilidade e especificidade diagnóstica)

Urina: Através de ensaios comparativos com 145 amostras de urina, sendo 43 positivas e 102 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	43	0	43
	Negativo	0	102	102
		43	102	

Soro: Através de ensaios comparativos com 100 amostras de soro, sendo 32 positivas e 68 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	32	0	32
	Negativo	0	68	68
		32	68	

C. Precisão de medição

Urina

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Soro

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

XV. Precauções

1. Produto de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.
2. Se a embalagem estiver danificada ou violada, não utilizar o teste.
3. Não use o produto se a data de validade estiver expirada.

XVI. Termos de condições de garantia

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece que:

- O usuário leia e siga rigorosamente os procedimentos;
- Os materiais estejam armazenados em condições indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sem ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO, LTD.
No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Qingdao City 266112, Shandong Province, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 - Chácaras Reunidas São Vicente - São José da Lapa-MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. MS: 80258020031

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771

E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br

Site: www.cepalab.com.br

Teleendas: 0800 703 1772

(IV Edição: Rev. 12/2020)



www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA



**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome :GERÊNCIA DE APOIO DIAGNÓSTICO

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

Teste Beta HCG qualitativo. Teste rápido por imunocromatografia, método manual, conjunto completo, para uso em amostras humanas de urina ou soro. Número de lote, data de fabricação e validade impressos na embalagem. Sensibilidade 25 mUI/ml.

3. Critérios estabelecidos no campo Descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO,LTD. No.369 HEDONG ROAD, HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE,QINGDAO CITY 266112, SHAN-DONG PROVINCE, CHINA.

Importado e Distribuído por: Cepalab Laboratórios Ltda.Rua Governador Valadares, 104- Chácara Reunidas São Vicente – São José da Lapa - MG.

Nome Comercial:CEPALAB	Marca: hCG SORO/URINA- CEPALAB
Número de Lote:2230739	Validade: 05/10/2025

Possui inscrição: “Produto de uso único”:

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável



Possui informação: “Modo de esterilização”

Conforme Não Conforme Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

Conforme Não Conforme Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): **80258020031**

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido da luz solar direta e lacrado.

Conforme Não Conforme Não aplicável

Comentários:

5. Critérios para validações especificadas em bula/manual

Conforme Não Conforme Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

Aprovado – Justificativa: Os testes funcionaram, validando
controle e confirmando resultados
salvidamente positivos.

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023



() Reprovado – Justificativa: _____

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: ___/___/___

7. Conclusão da Gerência de Apoio Diagnóstico:

*O insumo atende tecnicamente
as solicitadas.*

Bruno Costa

Responsável

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023

Data: 17/07/2024

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.

Catálogo do item 11 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Licitação Qualy Comercial <licitacao@qualycomercial.com>

12 de julho de 2024 às 17:11

Boa tarde Bruno Domingos, tudo bem?

Com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E. nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3 desta secretaria e como sua proposta para o item descrito abaixo ficou em **segunda colocação**, solicitamos o envio do catálogo para emissão de parecer técnico.

Item 11 - Cuba de vidro, para coloração de lâminas de microscopia. Cuba completa, com berço e tampa em vidro e alça em aço inox. **Capacidade para 08 lâminas** de microscopia com tamanho 26x76mm. **MARCA: QUALIVIDROS**

***Favor confirmar o recebimento desse e-mail.**

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

Licitação Qualy <licitacao@qualycomercial.com>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

15 de julho de 2024 às 15:22

Boa Tarde Prezada Zilda.

Conforme solicitado, segue em Anexo Catálogo referente ao Item 11.

Atenciosamente,

**Setor de Licitações**

licitacao@qualycomercial.com



Tel: +55 (35) 3526 - 9169

Tel: +55 (35) 3526 - 9274

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**2024052909381818_cubadevidrocompletacomtampa,bercoecalcapara8laminas.pdf**

7505K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: Licitação Qualy <licitacao@qualycomercial.com>

15 de julho de 2024 às 15:35

Boa tarde.

Ok! Recebido.
Obrigada pela atenção.

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CUBA DE VIDRO COMPLETA COM TAMPA, BERÇO E ALÇA PARA 8 LÂMINAS



Utilizada em diversos protocolos de Análises Clínicas sendo ideal para o processo de coloração de lâminas. Com tampa de vidro. Autoclavável a 121°C. Para 8 Lâminas 76 x 26 mm

Berço:

Altura: 46 mm;

Comprimento: 85 mm;

Largura: 65 mm Para 8 Lâminas 76 x 26 mm

Material: Vidro.

Cor: Incolor.


Marca: Qualividros.

CÓDIGO	v (ml)	c (mm)	L (mm)	a (mm)	CX (unid.)
IVQA.CUBA8	-	108	90	70	1

⚠ Medidas aproximadas

Item 12- SUPORTE SECAR LÂMINAS

Empresa: QUALY COMERCIAL LTDA



Intimação de amostras -Itens 13 e 15 do PE 90015/2024

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

8 de julho de 2024 às 17:40

Para: "licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br" <licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br>

Boa tarde Prezados,

Segue em anexo , intimação de amostras para os itens 13 e 15 que a Empresa Diagnóstica apresentou melhor proposta/ampla participação, licitado através do PE nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3. Solicitamos atenção ao prazo para o envio das amostras.

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

**Intimação nº02-2024-Tubos EDTA e GEL Separador-Empresa DIAGNOSTICA.pdf**

549K

licitacoes3 Biocon <licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br>

9 de julho de 2024 às 08:00

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Bom dia !

Acuso o recebimento.

As amostras estão em processo de separação, e serão enviadas entre hoje e amanhã.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Desde já agradeço.

Att;

Giovana Allexia

Licitações

(31) 9 8845-8342 | 2552-8384

www.biocondiagnosticos.com.br

**Gerência de Apoio Diagnostico Dad** <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 13:35

Para: licitacoes3 Biocon <licitacoes3@biocondiagnosticos.com.br>

Boa tarde Giovana,

Agradecemos e estaremos no aguardo das amostras.

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INTIMAÇÃO Nº 02/2024

**DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
A RUA SANTA QUITÉRIA ESTADO:MG
CEP:30.710-460 CIDADE: BELO HORIZONTE
TELEFONE: (31) 2020- 238**

A Gerência de Apoio Diagnóstico, sediada no Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, CEP: 74.884-900 Goiânia – GO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e seguintes da Lei Federal nº8.666/93 e no processo SEI 23.29.000038013-3, INTIMA a Empresa **DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** CNPJ Nº 11.462.456/0001-90 a apresentar, no prazo **de até 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 ÀS 17:00 horas.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
13	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, contendo K3ED-TA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Ampla Participação	BIOCON/ VACUTUBE	50 UNID
15	Tubo para coleta de sangue a vácuo , em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 4 ml, contendo gel separador e acelerador de coágulo, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Ampla Participação	BIOCON/ VACUTUBE	50 UNID

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023


Bruno Costa
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 39/2023

Goiânia, 08 de julho 2024.

Item13 -Tubo coleta EDTAK3

Empresa- DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- Ampla participação





**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome : CAIS VILA NOVA

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo Descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: SUNPHORIA CO.LTDA,ADD.7 F-13 N 91,SEC 2,CHANGSHA ST,TAIPEI CITY 10846,TAIWAN.

Importado e Distribuído por: Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda-Rua Quitéria 400,Carlos Prates-30710-460- Belo Horizonte-MG.

Nome Comercial: VACUTUBE	Marca: BIOCON
Número de Lote:073626	Validade: 30/04/2026

Possui inscrição: "Produto de uso único":

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável



Possui informação: "Modo de esterilização"

Conforme Não Conforme Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

Conforme Não Conforme Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): 80638720049

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

Conforme Não Conforme Não aplicável

Comentários: _____

5. Critérios para validações especificadas em bula/manual

Conforme Não Conforme Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

Aprovado – Justificativa: Nos dias 11 e 12/07/24 foram testa-
dos 13 tubos e em nenhum deles houve formação
de coágulos. Além disso, em comparação com os tubos

Leonardo B. Silva
Leonardo Barbosa de Silva
Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Reprovado – Justificativa: _____



atualmente em uso no CAIS vida nova, não observamos
diferenças significativas nos valores dos hemogramas.

Leonardo B. Silva
Leonardo Barbosa da Silva

(em anexo).

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: 12 / 07 / 24

7. Conclusão da Gerência de Apoio Diagnóstico:

*Parceira técnica aprovada após conclusão da
avaliação e análise técnica emitida
pela unidade de saúde.*

Bruno Costa
Responsável
CRM-28-34

Data: 25 / 07 / 2024

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.

Intimação de amostras -Item 14 do PE 90015/2024

5 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: New Med <newmed@newmedglobal.com>

8 de julho de 2024 às 17:51

Boa tarde ,

Segue em anexo , intimação de amostra para o item 14 que a Empresa NEW MED IMPORTADORA , apresentou melhor proposta, licitada através do PE nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3.
Solicitamos atenção ao prazo para o envio das amostras.

Por favor, acusar recebimento.

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

**Intimação nº 04-2024 -TUBO EDTAK3-NEOLAB-NEW MED IMPORTADORA.odt**

56K

New Med <newmed@newmedglobal.com>

10 de julho de 2024 às 13:29

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

Prezada Zilda, boa tarde.

Devido ao Feriado estadual de ontem (09/07) e ponto facultativo do dia 08/07, só tivemos conhecimento desta intimação de envio de amostra hoje, 10/07.

Faremos o envio pelos correios amanhã, 11/07. Assim que tiver o código de rastreio, envio neste e-mail.

Qual é a quantidade solicitada para envio?

Aguardo seu retorno. Muito obrigada.

Atenciosamente,
Lauren Floriano
Dpto de Licitações
15 98126-6020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: New Med <newmed@newmedglobal.com>

10 de julho de 2024 às 14:32

Boa tarde, Lauren.

Já agradecendo pelo pronto retorno, estaremos anexando a intimação com o quantitativo solicitado.
Peço desculpas , pois foi anexado anteriormente um documento erroneamente.

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]



New Med <newmed@newmedglobal.com>

12 de julho de 2024 às 14:30

Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

Oi Zilda, boa tarde! Tudo bem?

As amostras referente ao item 14 vão ser despachadas hoje (12/07).

Segue código de rastreio: **AA 176 667 605 BR**

Acredito que seja possível rastrear mais para o final do dia no site dos correios.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Lauren Floriano
Dpto de Licitações
15 98126-6020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apodiagnostico.sms@gmail.com>

12 de julho de 2024 às 15:54

Para: New Med <newmed@newmedglobal.com>

Boa tarde Lauren, tudo bem.

Ciente, obrigada pela atenção.

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]



INTIMAÇÃO Nº 04/2024

NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
AVENIDA PREFEITO ALEXANDRE CHAUAR, 147, SÃO JOÃO SARAPUÍ
CEP: 18.225-000 - São Paulo-SP
TELEFONE: (15) 3031-5700 / (15) 3276-6159

A Gerência de Apoio Diagnóstico, sediada no Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, CEP: 74.884-900 Goiânia – GO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, observando o contido no artigo 64 e seguintes da Lei Federal nº8.666/93 e no processo SEI 23.29.000038013-3, INTIMA a Empresa **NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA** CNPJ Nº **42.639.607/0001-66** a apresentar, no prazo de **até 5 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento desta, a amostra do item abaixo relacionado. A amostra deverá ser entregue no seguinte endereço:

Gerência de Apoio Diagnóstico - Avenida do Cerrado, nº 999 – Park Lozandes, Sala 13, 1º andar, Palácio das Campinas, Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal), CEP: 74.884-900, Goiânia – Goiás Telefone: (62) 3254-1528, das 8:00 ÀS 17:00 horas.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANTIDADE
14	Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, contendo K3EDTA para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS – Cota Reservada	NEOLAB/ NEOVACCUMI MODELO/VERSÃO: SVP400A3I	50 UND

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023



Bruno Costa
Gerência de Apoio Diagnóstico
Decreto 39/2023

Goiânia, 08 de julho 2024.

Item 14 -Tubo coleta EDTAK3

**Empresa- NEW MED IMPORTADORA E
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA-
Exclusivo ME/EPP/EQUIPARADAS**





**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

() Inclusão (X) Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome : CAIS CAMPINAS

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica roxa protetora, aspiração de 3 ou 4 ml, **contendo K3EDTA** para hematologia. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo Descrição/Especificação

(X) Conforme () Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante: CML BIOTECH LTDA - Plot N° 2, INKID Industrial Area, Business Park, Angamaly South PO, Emakulam Dist. PIN-683573, Kerale, INDIA.

Importado e Distribuído por: ALL LAB COMERCIAL LTDA- Rua Carlos Gusso, 250-Águas Belas, São José dos Pinhais -Paraná -Brasil

Nome Comercial: NEOLAB	Marca: NEO VACCUMI
Número de Lote: EK23V0412	Validade: 09/2025

Possui inscrição: "Produto de uso único":

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável



Possui informação: "Modo de esterilização"

() Conforme () Não Conforme (X) Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): 81140320019

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura de 4°C a 25°C, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

Comentários: _____

5. Critérios para validações especificadas em bula/manual

(X) Conforme () Não Conforme () Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

Aprovado – Justificativa: O tubo atende as especificações propostas de volume de aspiração e eficácia do KB EDTA.

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Simone Pinheiro de P. Mendes
Biomédica
CRBM-GO 795



() Reprovado – Justificativa: _____

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: ___/___/___

7. Conclusão da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parer técnico aprovado após conclusão da avaliação e análise técnica emitida pela unidade de saúde.

Bruno Costa

Responsável

CRBM-2834

Data: 25/07/2024

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar para 3524-1528.

Item 15 - Tubo coleta com gel separador e ativador de coágulo

Empresa: DIAGNÓSTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Ampla participação





**Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Gerência de Apoio Diagnóstico**

PARECER TÉCNICO DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Inclusão Avaliação

1. Identificação da Unidade:

Nome :GERÊNCIA DE APOIO DIAGNÓSTICO

2. Descrição/Especificação do Produto para a Saúde:

Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 4 ml, contendo **gel separador e acelerador de coágulo**, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.

3. Critérios estabelecidos no campo Descrição/Especificação

Conforme Não Conforme

4. Verificação da embalagem:

Nome e endereço do fabricante:SUNPHORIA CO.LTDA,ADD.7 F-13 N 91,SEC 2,CHANGSHA ST,TAIPEI CITY 10846,TAIWAN.

Importado e Distribuído por: Diagnóstica Indústria e Comércio Ltda-Rua Quitéria 400,Carlos Prates-30710-460- Belo Horizonte-MG.

Nome Comercial: VACUTUBE	Marca: BIOCON
Número de Lote:073624	Validade: 30/05/2026

Possui inscrição: "Produto de uso único":

Conforme Não Conforme Não aplicável



Possui informação: “Modo de esterilização”

Conforme Não Conforme Não aplicável

Possui instruções de uso/bula:

Conforme Não Conforme Não aplicável

Nº Registro na ANVISA (quando aplicável): 80638720049

Produto acondicionado em embalagem fechada, de forma a prevenir contaminação, quebra, efeitos de choque e vibrações, que possam ocorrer nas condições normais de uso e guarda, em uma temperatura ambiente, longe de fonte de calor e da luz direta do sol.

Conforme Não Conforme Não aplicável

Comentários:

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~

5. Critérios para validações especificadas em bula/manual

Conforme Não Conforme Não aplicável

6. Parecer Técnico – CONCLUSÃO FINAL:

Aprovado – Justificativa: Tubos atendem aos requisitos
 técnicos solicitados.

Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Bruno Costa

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023

Reprovado – Justificativa: _____

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção à Saúde

Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial

Gerência de Apoio Diagnóstico

Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal)

Av. do Cerrado nº 999 - Bloco D - Park Lozandes - Goiânia - GO CEP 74.884-900

Fone: +55 +55 62 3524-1537 e-mail: apoiodiagnostico.sms@gmail.com

site:www.saude.goiania.go.gov.br



Responsável pela Avaliação (Nome, carimbo)

Data: ____ / ____ / ____

7. Conclusão da Gerência de Apoio Diagnóstico:

Parecer técnico aprovado, esclarecendo que o item acima citado, já foi utilizado por esta secretaria, não tendo nenhum problema técnico com esta marca.

Bruno Costa

Responsável

Bruno Costa
Gerente de Apoio Diagnóstico
Decreto nº 39 de 05/01/2023

Data: *15/07/2024*

8. Orientações Gerais quanto ao encaminhamento da ficha

Após preenchimento (sem rasuras), encaminhar para Gerência de Apoio Diagnóstico, situada no Paço Municipal- Palácio das Campinas Venerando de Freitas Borges- Avenida Cerrado nº 999, Park Lozandes, 1º andar, sala 13. Em caso de dúvidas, ligar par a 3524-1528 ou 3524-1537.

Catálogo dos item 16 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: licitacoes@belbidistribuidora.com.br

11 de julho de 2024 às 18:38

Boa tarde,

Prezados, com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E. nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3 desta secretaria, solicitamos o envio do catálogo do produto abaixo relacionado para emissão de parecer técnico.

Item 16 - Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico transparente, descartável, estéril, tamanho 13 x 75 mm com tampa plástica amarela ou vermelha protetora, aspiração de 4 ml, **contendo gel separador e acelerador de coágulo**, para exames de sorologia e bioquímica. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames. Marca: **GREINER**

***Favor confirmar o recebimento desse e-mail.**

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

nayann.santana@methabio.com.br <nayann.santana@methabio.com.br>
Para: apoiodiagnostico.sms@gmail.com, licitacoes@belbidistribuidora.com.br

12 de julho de 2024 às 09:42

Prezados bom dia

Segue catalogo conforme solicitado .

Código da indústria - 454071

De: licitacoes@belbidistribuidora.com.br <licitacoes@belbidistribuidora.com.br>**Enviada em:** sexta-feira, 12 de julho de 2024 09:30**Para:** nayann.santana@methabio.com.br**Assunto:** ENC: Catálogo dos item 16 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Catalogo_Pre-Analitica_VACUETTE_R_.pdf**

1962K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: nayann.santana@methabio.com.br

12 de julho de 2024 às 13:04

Boa tarde.

Recebido.
Obrigada pela atenção

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Tubos para Coagulação / CTAD**

Os tubos para coagulação e tubos CTAD são utilizados para determinação de parâmetros de coagulação. Eles contêm solução de citrato de sódio tamponado e estão disponíveis em duas concentrações, uma de 0,109 mol/l (3,2%) e outra de 0,129 mol/l (3,8%). A proporção é: 1 parte da solução de citrato para 9 partes de sangue. Além do Citrato de Sódio, os tubos CTAD contêm teofilina, adenosina e dipiridamol. Os tubos são embalados em racks com 50 unidades e em caixas com 1.200 unidades

Código do Item	Vol. Nominal	Cor da Tampa	Cor do Anel	Tamanho do Tubo	Descrição
Tubos para Coagulação 9NC, Citrato de Sódio a 3.2% - PREMIUM (Tampa com Rosca de Segurança)					
454320	1ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica
454321	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica
474321	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica, Etiqueta Transparente
454325	3ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche
454327	3.5ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche
474327	3.5ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente
Tubos para Coagulação 9NC, Citrato de Sódio a 3.2% - Sem Aresta (Tampa de Puxar)					
454322	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica
454360	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica, Etiqueta Transparente
454334	3ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche
454332	3.5ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.2%, Tubo Sanduíche
Tubos para Coagulação 9NC, Citrato de Sódio a 3.8% - PREMIUM (Tampa com Rosca de Segurança)					
454381	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica
454385	3ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche
454387	3.5ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche
Tubos para Coagulação 9NC, Citrato de Sódio a 3.8% - Sem Aresta (Tampa de Puxar)					
454382	2ml	azul clara	branco	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche, Coleta Pediátrica
454393	3ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche
454392	3.5ml	azul clara	preto	13 x 75	Citrato de Sódio a 3.8%, Tubo Sanduíche
Tubos CTAD - PREMIUM (Tampa com Rosca de Segurança)					
474065	2ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente
474304	3ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente
454064	3.5ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche
474064	3.5ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente
Tubos CTAD - Sem Aresta (Tampa de Puxar)					
454472	2ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente
454462	3.5ml	azul clara	amarelo	13 x 75	CTAD, 0.11 M Citrato de Sódio com Teofilina, Adenosine e Dipiridamol, Tubo Sanduíche, Etiqueta Transparente

ITEM 16 -TUBO GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO -Cód. 454071

Empresa: BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA

**Tubos para Sorologia**

A parede interna do tubo para sorologia é especialmente revestida com partículas microscópicas de sílica, que ativam o processo de coagulação. A opção com gel separador em sua base permite que, durante a centrifugação, esse gel forme uma barreira estável entre o soro e as células sanguíneas. Os tubos são embalados em racks com 50 unidades e em caixas com 1.200 unidades

Código do Item	Vol. Nominal	Cor da Tampa	Ring Colour	Tamanho do Tubo	Descrição
Tubos para Sorologia - PREMIUM (Tampa com Rosca de Segurança)					
454098	1ml	vermelha	branco	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Coleta Pediátrica
454096	2ml	vermelha	branco	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Coleta Pediátrica
454095	3ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação
454092	4ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação
474092	4ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
454027	4.5ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação
474027	4.5ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
456092	6ml	vermelha	preto	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação
476092	6ml	vermelha	preto	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
Tubos para Sorologia - Sem Aresta (Tampa de Puxar)					
454236	2ml	vermelha	branco	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Coleta Pediátrica
454474	3ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
454433	4ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
454204	4ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação
454298	4.5ml	vermelha	preto	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação
456089	6ml	vermelha	preto	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação
456048	6ml	vermelha	preto	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação, Etiqueta Transparente
455092	9ml	vermelha	preto	16 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação
Tubos para Sorologia com Esferas - Sem Aresta (Tampa de Puxar)					
454274	4ml	vermelha	vermelho	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Esferas
454069	4.5ml	vermelha	vermelho	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Esferas
456063	5ml	vermelha	vermelho	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Esferas
455090	8ml	vermelha	vermelho	16 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Esferas
455042	9ml	vermelha	vermelho	16 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Esferas
Tubos para Sorologia com Gel Separador - PREMIUM (Tampa com Rosca de Segurança)					
454028	2.5ml	vermelha	amarelo	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador, Coleta Pediátrica
454071	4ml	vermelha	amarelo	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador
474071	4ml	vermelha	amarelo	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador, Etiqueta Transparente
454214	4ml	dourada	dourado	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador
474214	4ml	dourada	dourado	13 x 75	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador, Etiqueta Transparente
456071	5ml	vermelha	amarelo	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador
476071	5ml	vermelha	amarelo	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador, Etiqueta Transparente
456010	5ml	dourada	dourado	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador
476010	5ml	dourada	dourado	13 x 100	Z / Soro, Ativador de Coagulação com Gel Separador, Etiqueta Transparente

Catálogo dos item 17 do Pregão Eletrônico nº 90015/2024

3 mensagens

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: licitacao@shl.net.br, comercial@shl.net.br

5 de julho de 2024 às 17:35

Boa tarde

Com o intuito de dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E. nº 90015/2024 do processo SEI 23.29.000038013-3 desta secretaria ,solicitamos o envio do catálogo do produto abaixo relacionado para emissão de parecer técnico,

**Item 17 -Tubo Micro EDTA K2, 0,5 ml, com demarcação de limite, em plástico, para microcoleta de sangue, uso pediátrico. O fechamento do tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.-
Marca : GT**

***Favor confirmar o recebimento desse e-mail.**

Atenciosamente,

Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1528

SHL SAUDE HOSP. E LAB. <licitacao@shl.net.br>
Para: Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>

8 de julho de 2024 às 08:41

Bom dia!

Prezados, segue catálogo em anexo para o item solicitado.

Atenciosamente, Diego Marques.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

DEPTO LICITAÇÕES / CONTRATOS**(31) 98274.5187**

 **Instruções de uso - GT-vacuum - EDTA K2.pdf**
307K

Gerência de Apoio Diagnostico Dad <apoiodiagnostico.sms@gmail.com>
Para: "SHL SAUDE HOSP. E LAB." <licitacao@shl.net.br>

8 de julho de 2024 às 14:22

Boa tarde Diego,

Tudo bem?

Já agradecendo pelo pronto retorno, ao avaliarmos aqui, verificamos que nos foi enviado a instrução de uso do **Item 17 -Tubo Micro EDTA K2, 0,5 ml, com demarcação de limite, em plástico, para microcoleta de sangue, uso pediátrico. O fechamento do**

tubo deve garantir segurança durante sua manipulação e transporte, de modo a impedir vazamentos e derrames.- Marca : GT,
por favor, se possível/ teria como nos enviar a **foto ou o catálogo** do item solicitado que será entregue.
Aguardamos para dar continuidade ao Parecer Técnico do P.E nº 90015/2024 .

Atenciosamente,
Zilda Sena

Gerência de Apoio Diagnóstico
Diretoria de Apoio Logístico e Assistencial
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Fone(s): 3524-1537 / 1528

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mini tubo Plástico GtGroup 0,5mL - EDTA K2 - Rack 100 Unidades



Especificações

Os microtubos são utilizados na coleta, transporte e armazenamento de amostras de sangue periférico humano para testes de diagnóstico in vitro. Ideais para coleta de sangue em pacientes neonatos, geriátricos e oncológicos. São produtos de uso único destinados ao processamento de sangue capilar (coletado por lancetas de segurança) quando é preferível a retirada de uma pequena quantidade de sangue para análise de soro, plasma ou sangue total no laboratório clínico.

ESPECIFICAÇÕES:

Tampa Roxa;

Aditivo: EDTA K2;

Tubo fabricado em polipropileno (PP);

Tampa fabricada em polietileno (PE) ou borracha butílica halogenada;

Rack com 100 tubos;

Volume de Enchimento: 0,5 ml;

Evite exposição direta à luz solar;

Mantenha os tubos na posição vertical durante o transporte e armazenamento;

GT GROUP REF. 001435

Código ANVISA: 80474870067



Prefeitura de Goiânia
 Secretaria Municipal de Saúde
 Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos

PARECER TÉCNICO

Em atenção ao Despacho nº 409/2024 (4544663) da Presidência da Comissão Especial de Licitação, o qual solicita análise da proposta e documentação técnica (atestados, registros, licenças entre outros), apresentados pelas empresas arrematantes e emissão de PARECER TÉCNICO fundamentado, quanto ao atendimento do produto às especificações solicitadas no Edital de Licitação e seus anexos, a Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos informa abaixo o parecer técnico:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PARECER TÉCNICO
19	NAVALHA DESCARTÁVEL TIPO FIO ALTO 80 MM X 14 MM	- O produto proposto pela empresa BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA – marca KASVI, atende ao solicitado.
20	TUBO PLÁSTICO COM TAMPA PT COM 100,0 FR	- O produto proposto pela empresa A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA, marca CRALPLAST, atende ao solicitado.
21	TUBO POLIESTIRENO COM TAMPA TB COM 50,0 ML	- O produto proposto pela empresa SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, marca FIRSLAB, atende ao solicitado.

À Presidência da Comissão Especial de Licitação para conhecimento e sequenciamento dos autos.

Goiânia, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **May Socorro Martinez Afonso, Gerente de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos**, em 25/07/2024, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **4721644** e o código CRC **ACB16174**.

Avenida do Cerrado, nº 999, APM-09, Bloco D, 2º andar -
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 23.29.000038013-3


SEI Nº 4721644v1



Navalha para Micrótomo

A navalha para micrótomo é utilizada para cortes de tecidos ou outras amostras incluídas em parafina, proporcionando cortes precisos.

- Material em aço inoxidável, revestimento com cerâmica e PTFE e cromo (Cr);
- Lâminas descartáveis;
- Embalagem com dispensador;
- Modelos disponíveis: perfil alto e perfil baixo.



Imagens meramente ilustrativas. Produto não passível de regulamentação no ANVISA.

Modelo	Descrição	Espessura	Dimensões	Ângulo	Apresentação
K70-35PA	Navalha para Micrótomo perfil alto	0,3 mm	80 x 14 mm	35°	50 unidades/caixa
K70-34PB	Navalha para Micrótomo perfil baixo	0,25 mm	80 x 8 mm	35°	50 unidades/caixa

Ficha Técnica – Navalha para Micrótomo

Modelo	K70-35PA
Descrição	Navalha para micrótomo perfil alto.
Aplicação	Utilizada para cortes de tecidos ou outras amostras incluídas em parafina, proporcionando cortes precisos.
Características	<ul style="list-style-type: none">• Fabricado em Aço Inoxidável, revestimento com cerâmica, PTFE e Cromo;• Lâminas descartáveis;• Embalagem com dispensador;• Perfil alto;• Espessura: 0,3mm;• Dimensões: 80 x 14mm;• Ângulo: 35°;• Fornecedor: MIN JIER FIRM.
Esterilização	Não estéril.
Apresentação	50 unidades/caixa.
Registro ANVISA	Não aplicável.
Armazenamento	Armazenar em ambiente seco e limpo, à temperatura ambiente.
Validade	5 anos, a partir da data de fabricação.
Marca	Kasvi.



Produto: Navalha Para Microtomo. Perfil Alto

Modelo: K70-35PA


Lote: 210518

Fabricação: 18/05/2021

Validade: 18/05/2026

Certificado de Qualidade

Certificamos e garantimos que o item descrito foi fabricado de acordo com as diretrizes de fabricação estabelecidas e cumprem todos os aspectos de qualidade e especificações estipuladas.



X *Thaisa Yumi Kataoka*

Thaisa Yumi Kataoka
Responsável Técnica CRF-PR: 34705



Al. Bom Pastor, 90 - Campina
CEP 83005-550 - São José dos Pinhais/ PR



kasvi.com.br



@kasviprodutoslaboratoriais



/kasvi.produtos.laboratoriais



/kasvi

TUBOS CRIOGÊNICOS / CONGELAMENTO



DIVISÃO
DIAGNÓSTICA

Laboratório de Análises clínicas e técnicas / Pesquisa / Indústria



Fundo cônico
com base chata
que mantém o
tubo em pé.

Tubo para congelamento

Rosca externa graduado

Apresentação: 2mL - Pacote com 500 unidades

5mL - Pacote com 200 unidades

Embalagem máster: 10 pacotes

Código	Tamanho	Volume	Material
18018	12mm x 45mm	2mL	PP
180185E	16mm x 58mm	5mL	PP

Disponíveis nas versões estéreis.

- Tampa de rosca externa com anel vedante.
- Feito em polipropileno - PP.
- Atóxico, autoclavável e resistente a altas e baixas temperaturas (entre -70°C a 121°C).

Tubos secos



Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>

Re: Intimação - apresentação de catalogo/ ficha técnica/ Catalogo item 20

5 mensagens

Atas/Contratos ACL <atasecontratos@aclmaringa.com.br>
Para: Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>

10 de julho de 2024 às 15:07

Conforme solicitado, segue em anexo o catálogo do item 20(Tubo plástico com tampa, estéril) e ainda segue em anexo a proposta ajustada que contempla o item.

Atenciosamente...

**Vanessa Oliveira**

Aux. de Licitação

 www.aclmaringa.com.br
 (44) 3029-3222
 (44) 3029-3222
 atasecontratos@aclmaringa.com.br

De: "Gerência de Equipamentos SMS Goiânia" <das.processo@gmail.com>**Para:** "atasecontratos" <atasecontratos@aclmaringa.com.br>**Enviadas:** Quarta-feira, 10 de julho de 2024 14:56:05**Assunto:** Fwd: Intimação - apresentação de catalogo/ ficha técnica

Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Telefone: (62) 3524-1503

----- Forwarded message -----

De: Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>

Date: ter., 9 de jul. de 2024 às 16:37

Subject: Intimação - apresentação de catalogo/ ficha técnica

To: <atasecontratos@aclmaringa.com.br>

Olá!

Segue anexo à Intimação nº 002/2024, para apresentação de Catálogo/Ficha Técnica, dos itens do PE 90015/2024, para emissão de parecer técnico.

Favor confirmar o recebimento deste.

Atenciosamente,
Gerência de Gestão de Equipamentos Médico-hospitalares e Odontológicos
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Telefone: (62) 3524-1503

2 anexos

 **PROPOSTA AJUSTADA PE 90015 GOIANIA GO.ass.pdf**
282K

 **CATALOGO ITEM 20.pdf**
77K

Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>
Para: Atas/Contratos ACL <atasecontratos@aclmaringa.com.br>

10 de julho de 2024 às 15:26

Prezados,
A referida marca possui apresentação em pacote com 100 unidades?

Aguardamos esclarecimentos.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>
Para: Atas/Contratos ACL <atasecontratos@aclmaringa.com.br>

11 de julho de 2024 às 16:19

Prezados, aguardamos resposta para o esclarecimento solicitado ao item 20: **Tubo plástico com tampa pt com 100,0 fr.**
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gerência de Equipamentos SMS Goiânia <das.processo@gmail.com>
Para: Atas/Contratos ACL <atasecontratos@aclmaringa.com.br>, licita2@aclmaringa.com.br

11 de julho de 2024 às 16:31

Prezados,
A marca (CRALPLAST) ofertada para o item 20: Tubo plástico com tampa pt com 100,0 fr, **possui apresentação em pacote com 100 unidades?**

Aguardamos esclarecimentos.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Rebeca Souza <licita2@aclmaringa.com.br>
Para: das.processo@gmail.com

11 de julho de 2024 às 16:31

Boa tarde,

Faremos o envio do produto em pacotes com 100 unidades.

Fico a disposição!
Atenciosamente,



Rebeca de Souza

Assistente de Licitação

 www.aclmaringa.com.br
 (44) 3029-3222
 (44) 3029-3222
 licita2@aclmaringa.com.br

De: "Gerência de Equipamentos SMS Goiânia" <das.processo@gmail.com>

Para: "Atas/Contratos ACL" <atasecontratos@aclmaringa.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 10 de julho de 2024 15:26:24

Assunto: Re: Intimação - apresentação de catalogo/ ficha técnica/ Catalogo item 20

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tubos de Centrifugação



Utilizados para centrifugação e/ou armazenamento de amostras ou soluções

Características

- Fabricado em Polipropileno transparente
- Tampa rosqueável e fundo cônico
- Área para marcação lateral
- Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 15 min)

Modelo	Descrição	Apresentação
FL8-0015	Tubo de centrifugação 15 mL	100 Unidades/pacote
FL8-0050	Tubo de centrifugação 50 mL	50 Unidades/pacote
FL8-0015S	Tubo de centrifugação 15 mL. Estéril. Embalado individualmente	100 Unidades/pacote
FL8-0050S	Tubo de centrifugação 50 mL. Estéril. Embalado individualmente	50 Unidades/pacote

Imagens meramente ilustrativas. Produto não passível de registro na ANVISA.